

Инструкция по применению**Паста для отбеливания и тонкой полировки эмали зубов****«ПолирПаст – Z+W»****по ТУ 9391-022-49908538-2008**

ПУ № ФСР 2009/04041 от 21.01.2009

Показания

- окончательная полировка и отбеливание эмали после удаления зубного камня;
- снятие мягкого зубного налета механическим способом;
- отбеливание эмали зубов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Корунд F1200
Каолин
Оксид цинка
Неосвит
Силикон
Диоксид титана
Карбамида пероксид

Свойства

Принцип действия «ПолирПаст-Z+W» основан на специфических свойствах мелкодисперсного абразива и отбеливающих свойствах перекиси карбамида.

«ПолирПаст-Z+W» снимает мягкий зубной налет, не повреждая эмали, производит отбеливание, позволяет достичь максимального эстетического эффекта.

Способ применения

Нанести на полировальную головку необходимое количество «ПолирПаст-Z+W». Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого результата. После окончания процедур смыть остатки пасты водой.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Паста (пластиковая банка) 40 г – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.