

Ультразвуковые ванны



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ-ФСМ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ-М



Купить в



DENT
GEO**SOFT**

Ультразвуковые ванны серии «УльтраЭст»

Ультразвуковые ванны серии «УльтраЭст» предназначены для предстерилизационной очистки и дезинфекции медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологического и косметологического профилей.

Предстерилизационная очистка и дезинфекция инструментов осуществляется в соответствующем моющем растворе под воздействием ультразвука.



Модельный ряд ультразвуковых ванн серии «УльтраЭст»:

ultra **EST**

1

«УльтраЭст»

Ультразвуковая ванна в пластмассовом корпусе с электронным таймером на 3 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции **МЕЛКИХ** инструментов. Рабочий объем резервуара - **150 мл.**

2

«УльтраЭст-ФСМ»

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов **СРЕДНЕГО** размера. Рабочий объем резервуара - **1,5 л.**

3

«УльтраЭст-М»

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов **МЕЛКОГО** и **СРЕДНЕГО** размера. Рабочий объем резервуара - **1,6 л.**

Основные характеристики:

Питание — 220В, 50/60 Гц;			
	УльтраЭст	УльтраЭст-ФСМ	УльтраЭст-М
Объем резервуара	150 мл	1,5 л	1,6 л
Габаритные размеры резервуара	70 x 41,2 мм	145x135x70 мм	225x125x50 мм
Объем используемого моющего раствора	50 / 100 мл	1,0 л	1,2 л / 100 мл
Таймер	3 мин	от 1 до 15 мин	от 1 до 15 мин
Частота ультразвукового преобразователя	61,0 ± 1,5 кГц	38,5 ± 1,5 кГц	38,5 ± 1,5 кГц
Потребляемая мощность	25 Вт	45 Вт	45 Вт
Габаритные размеры изделия	128 x124 мм	178x163x190 мм	267x182x165 мм
Вес	0,5 кг	2,7 кг	2,9 кг

Отличительные особенности и преимущества:

- Малое время обработки инструментов (от 3 до 15 мин.)
- Возможность совмещения предстерилизационной очистки и дезинфекции** в одном цикле работы изделия – экономия времени и моющего раствора
- Возможность дополнительной экономии моющего раствора при обработке мелкого инструментария за счет использования мерного стаканчика с моющим раствором, устанавливаемого в резервуар ванны, заполненный обычной проточной водой
- Простота в управлении
- Надежность конструкции
- Компактные размеры и привлекательный внешний вид



Рег. удостоверение: № ФСР 2007/00048
Декларация о соответствии: № РОСС RU.ИМ05.Д00921



DENT
GEO*SOFT*

The logo features the word "DENT" in a white, italicized, sans-serif font. Below it, the word "GEO" is in a bold, blue, sans-serif font, and "SOFT" is in a blue, italicized, sans-serif font. A blue graphic element, consisting of two overlapping curved lines, is positioned between "GEO" and "SOFT". A horizontal blue line runs beneath the entire "GEO SOFT" text.